



Stückliste				
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung		
1	4021112000	Schieberohr rechts		
	4021113000	Schieberohr links		
2	4021615000	Bremshebel links komplett		
	4021614000	Bremshebel rechts komplett		
3	4021130000	Handgriff anatomisch rechts		
	4021131000	Handgriff anatomisch links		
4	4021903000	Sitzplatte Kunststoff		
5	4021901000	Rückenrohr mit Polsterung		
6	4021115000	Sternmutter Schieberohr		
7	4021110000	Metallschelle chrom Verbindungsgestänge		
8	4021108000	Verbindungsgestänge chrom Sitz		
	4021610000	Bremblech rechts komplett		
9	4021611000	Bremblech links komplett		
	Ohne Abb.	4021612000	Schutzmanschette Bremszug	
10	4021501000	Achsschraube mit Mutter hinten		
Ohne Abb.	4021503000	Abdeckkappe Achse hinten		
11	4021107000	Blechprofil Faltmechanismus komplett		
12	4021401000	Achsschraube mit Mutter vorne		
13	4021408000	Radlager Vorder/Hinterrad		
14	4021400000	Vorderradgabel mit Lager und Schraube		
15	4021155000	Lenklager		
Ohne Abb.	4021402000	Lagerbolzen		
16	4021403000	Abdeckkappe Radgabel		
17	4021425000	Rad 200 x 30 PU vorne + hinten		
18	4021145000	Korb		
19	4021109000	Kunststoffschelle Sitzplatte		
Ohne Abb.	4021105000	Schutzprofil Korbauflage-Rahmen		
Ohne Abb.	4021100000	Tablett		
Ohne Abb.	4021101000	Sitzauflageprofil		
Ohne Abb.	4021104000	Anschlagprofil Rahmen		
Ohne Abb.	4021142000	Auto-Lock-system		
Ohne Abb.	4025101000	Sicherungsstift Teleskopfuß RL-120 Vario		
Ohne Abb.	4025430000	Abdeckkappe Radmutter RL-120 Vario		
Datum:	Name:	Typ:	Modell:	
08.08.2013		RL-120	4020	
S/N	C402100000001357- C4021.....			