



Stückliste BG1				
Objekt	Artikelnummer	Bezeichnung		
1	6411013000	Rückenlehne blau Serie Blau-Weiß		
	6411013001	Rückenlehne weiß Serie Blau-Weiß		
2	6411023000	Kunststoffclip weiß Rückenlehne Serie Blau-Weiß		
3	6250013000	Sitzauflage		
4	6250012000	Sitzfläche blau Serie Blau-Weiß		
	6250012001	Sitzfläche weiß Serie Blau-Weiß		
5	6250001000	Rückenlehnenrohr		
6	6250003000	Seitenrahmen links		
7	6250004000	Seitenrahmen rechts		
8	6250005000	Sitzrahmen		
9	6250006000	Fußrohr		
10	6411021000	Sicherungsstift blau Teleskopfuß Serie Blau-Weiß		
	6411021001	Sicherungsstift weiß Teleskopfuß Serie Blau-Weiß		
11	6411027000	Schutzring Serie Blau-Weiß		
12	6411007000	Fußstopfen blau Serie Blau-Weiß		
	6411007001	Fußstopfen weiß Serie Blau-Weiß		
13	6250010000	Auflageprofil rechts und links		
14	6250020000	Arretierstift		
15	6250011000	Verriegelungsprofil rechts und links		
Datum:		Name:	Typ:	Modell:
12.04.2010		O.Kimmich	Tobago	6250/6251
S/N		6250000000000001 – 6250xxxxxxxxxx 6251000000000001 – 6251xxxxxxxxxx		

